

**Izolacja\_miRNA\_ekspresja genów Załącznik 1A1 do Zaprośzenia**

Lp	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia	Nr katalogowy	Producent	Liczba opakowań / sztuk	Kwota jednostkowa netto w PLN	Stawka podatku VAT w %	Wartość podatku VAT	Kwota jednostkowa brutto w PLN	Wartość brutto w PLN (5X9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TaqMan® Gene Expression Assays	ThermoFisher Scientific	4331182	15 opak (S: 250rxn)					
2	TaqMan™ Gene Expression Master Mix	ThermoFisher Scientific	4369510	5 opak. x 5 mL					
3	High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit	ThermoFisher Scientific	4368814	1 opak. (200 rxn)					
4	DNase I, RNase-free (1 U/μL)	ThermoFisher Scientific	EN0521	1 opak. (1,000 units)					
5	Human panel I+II, V5, miRCURY LNA miRNA miRNome PCR Panel	Qiagen	YAHS-312Y	6 opak. po 4 x Panel I+II (8 plates total)					
6	miRCURY™ LNA™ Universal RT microRNA PCR - Universal cDNA Synthesis kit II	Qiagen	203301	1 opak. (8-64 rxn each)					
7	miRCURY LNA miRNA QC PCR Panel	Qiagen	YAHS-999Y	1. opak.					

**Izolacja\_miRNA\_ekspresja genów Załącznik 1A1 do Zaproszenia**

8	miRCURY™ LNA™ Universal RT microRNA PCR - ExiLENT SYBR® Green master mix	Qiagen	339347	10 opak. (2x10 mL each)					
9	QIAamp DNA Blood Mini Kit	Qiagen	51104	2 opak. (50 rxn)					
10	QIAamp RNA Blood Mini Kit	Qiagen	52304	2 opak. (50 rxn)					
11	miRNeasy Serum/Plasma Advanced Kit	Qiagen	217204	2 opak. 50 rxn each					
12	miRCURY LNA™ Universal RT microRNA PCR, RNA Spike-in kit	Qiagen	#203203	1 opak.					
13	AllPrep® DNA/RNA/Protein Mini Kit	Qiagen	80004	2 opak. (50 rxn each)					
14	miRNeasy Micro Kit	Qiagen	217084	2 opak. (50 rxn each)					
15	High Sensitivity RNA ScreenTape	Agilent	5067-5579	1 opak.					
16	High Sens. RNA ScreenTape Sample Buffer	Agilent	5067-5580	1 opak.					

**Izolacja\_miRNA\_ekspresja genów Załącznik 1A1 do Zaprośzenia**

17	Genomic DNA ScreenTape	Agilent	5067- 5365	1 opak.					
18	Genomic DNA Reagents	Agilent	5067- 5366	1 opak.					
19	P200 ScreenTape	Agilent	5067-5171	1 opak.					
20	P200 Reagents	Agilent	5067-5372	1 opak.					
<b>21. Razem brutto suma pozycji 1-20 z kolumny 10</b>									